

Mira qué
Podemos hacer por su
Belleza



Reyoungel®



Fine Lines 1ml/2ml

Ingrediente: Gel de ácido hialurónico reticulado
Concentración de AH: 20mg/ml
Tamaño de partícula: 100µm-150µm
Duración: 6-9 meses



Derm 1ml/2ml

Ingrediente: Gel de ácido hialurónico reticulado
Concentración de AH: 20mg/ml
Tamaño de partícula: 150µm-280µm
Duración: 6-12 meses



Derm Deep 1ml/2ml/10ml

Ingrediente: Gel de ácido hialurónico reticulado
Concentración de AH: 20mg/ml
Tamaño de partícula: 280µm-500µm
Duración: 6-12 meses



Derm Plus 1.5ml/10ml

Ingrediente: Gel de ácido hialurónico reticulado
Concentración de AH: 20mg/ml
Tamaño de partícula: 500µm-1250µm
Duración: 9-18 meses

INTRODUCCIÓN DE LA COMPAÑÍA

Bioha Laboratories se estableció en 2003 y creó la marca Reyoungel® para rellenos dérmicos. Shanghai Reyoungel Medical Technology Company Limited es la sucursal de la marca Reyoungel®, que tiene más de 18 años de historia en la fabricación y exportación de rellenos dérmicos Reyoungel. Nuestras instalaciones cuentan con el registro ISO 13485 y con la aprobación CE.



Sub Skin 2.0ml/10ml

Ingrediente: Gel de ácido hialurónico reticulado
Concentración de AH: 20mg/ml
Tamaño de partícula: 1250µm-2000µm
Duración: 9-18 meses



Gel médico de hialuronato de sodio reticulado - Relleno de tejido blando




Comparación de enzimólisis



Fuerza de extrusión



Reacción de inyección




Certificado de análisis

	Estándar	Resultado
Apariencia	Incoloro, transparente, exterior sin impurezas	Cumplir con las especificaciones
Contenido	16,0-24,0mg	20,3mg
pH	6,5-7,5	7,1
Residuos de BDDE*	≤0,2µg/ml	<0,2µg/ml
Metal pesado	≤10µg/ml	<10µg/ml
Etolanol	≤0,15%	0,011%


Conclusion: The product conforms to the standard of Enterprise Standard.

*Qué es BDDE?
Es un agente químico de reticulación que produce ácido hialurónico en forma de gel.

Cómo funciona?



Dónde inyectar?



Segura y natural

Resultado instantáneo

Rápida y efectiva

Satisfacción real

98%
Doctores Satisfechos

95%
Pacientes Satisfechos



Los médicos consideran que Reyoungel® es fácil de inyectar y tiene su gama completa de productos diseñados para adaptarse a diferentes niveles de las estructuras de los tejidos.

Reyoungel® puede mejorar efectivamente el aspecto natural al restaurar el volumen de la piel, brindando a los pacientes una belleza natural, segura y efectiva.



Norma ENISO 13485:2016



European CE Mark CE2764

SHANGHAI REYOUNGEL MEDICAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
 Añadir: Piso 15, Edificio 2#, No. 1809, Qixin Road, Distrito Minhang, 201100, Shanghái, China
 Tel:0086 21 51698555 Correo electrónico:info@reyoungel.com Web:www.reyoungel.com